

Rekalibration HbA1c ID LOT 44

Rekalibrations-Codes: 20039551
30119596
40391510
50514539

Sicherheits-Code: 165

Verfall: 2027-01

Die unten aufgeführten Sollwerte gelten nach der angewendeten Rekalibration nur für die angegebene LOT-Nummer der Kontrolle und das lotspezifische Reagenz.

Sollwerte nach IFCC [mmol/mol] für HbA1c ID LOT 44

	LOT-Nr.	Verfalls- datum		Sollwert	Bereich
HbA1c Control N	43743 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-Komponenten-System)	33,8	30,4 – 37,2
			5% Grenzen	33,8	32,1 – 35,5
			3% Grenzen (informativ)	33,8	32,8 – 34,8
HbA1c Control N	43889 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-Komponenten-System)	36,1	32,5 – 39,7
			5% Grenzen	36,1	34,3 – 37,9
			3% Grenzen (informativ)	36,1	35,0 – 37,2
HbA1c Control P	43744 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-Komponenten-System)	60,3	54,3 – 66,4
			5% Grenzen	60,3	57,3 – 63,3
			3% Grenzen (informativ)	60,3	58,5 – 62,1
HbA1c Control P	43890 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-Komponenten-System)	60,3	54,3 – 66,4
			5% Grenzen	60,3	57,3 – 63,3
			3% Grenzen (informativ)	60,3	58,5 – 62,1

Sollwerte nach DCCT/NGSP [%] für HbA1c ID LOT 44

	LOT-Nr.	Verfalls- datum		Sollwert	Bereich
HbA1c Control N	43743 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-Komponenten-System)	5,24	4,93 – 5,55
			5% Grenzen	5,24	5,09 – 5,40
			3% Grenzen (informativ)	5,24	5,15 – 5,33
HbA1c Control N	43889 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-Komponenten-System)	5,45	5,12 – 5,78
			5% Grenzen	5,45	5,29 – 5,62
			3% Grenzen (informativ)	5,45	5,35 – 5,55
HbA1c Control P	43744 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-Komponenten-System)	7,67	7,12 – 8,23
			5% Grenzen	7,67	7,39 – 7,94
			3% Grenzen (informativ)	7,67	7,50 – 7,83
HbA1c Control P	43890 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-Komponenten-System)	7,67	7,12 – 8,23
			5% Grenzen	7,67	7,39 – 7,94
			3% Grenzen (informativ)	7,67	7,50 – 7,83



Packungsbeilagen HbA1c ID, HbA1c Control N, HbA1c Control P und Gebrauchsanweisung SUPER ID clinchem beachten.

28.08.2026 Rev.00

Recalibration HbA1c ID LOT 44

Recalibration-Codes: 20039551
30119596
40391510
50514539

Security-Code: 165

Expiry: 2027-01

The target values listed below are valid after recalibration only for the specified LOT number of the control and the lot-specific reagent.

Target values according to IFCC [mmol/mol] für HbA1c ID LOT 44

	LOT-No.	Expiry date		Target value	Range
HbA1c Control N	43743 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-component-system)	33.8	30.4 – 37.2
HbA1c Control N	43889 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-component-system)	36.1	32.5 – 39.7
HbA1c Control P	43744 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-component-system)	60.3	54.3 – 66.4
HbA1c Control P	43890 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-component-system)	60.3	54.3 – 66.4

Target values according to DCCT/NGSP [%] für HbA1c ID LOT 44

	LOT-No.	Expiry date		Target value	Range
HbA1c Control N	43743 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-component-system)	5.24	4.93 – 5.55
HbA1c Control N	43889 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-component-system)	5.45	5.12 – 5.78
HbA1c Control P	43744 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-component-system)	7.67	7.12 – 8.23
HbA1c Control P	43890 / 44	2027-01-31	Super ID clinchem (HbA1c-3-component-system)	7.67	7.12 – 8.23



Follow the package inserts HbA1c ID, HbA1c Control N, HbA1c Control P and Instruction Manual SUPER ID clinchem.

28.08.2026 Rev.00